

Wonder Spin LINE UP



One Spin



Multi Spin

本体仕様

型 式 名 称	One Spin	Multi Spin	
ロ ー タ ー	—	MA-1	PA-1
使 用 チ ュ ー プ	1.5(2)mlマイクロチューブ×4本	1.5(2)mlマイクロチューブ×8本	PCR8連チューブ(0.2ml×8本)×2列
定 常 回 転 数	4,000rpm (±20%)	6,000rpm (±20%)	6,200rpm (±20%)
遠 心 加 速 度	420～950G (1.5ml) 450～1,000G (2ml)	1,260～2,840G (1.5ml) 1,310～2,960G (2ml)	最大 1,200～2,690G 最小 810～1,820G
タ イ マ ー	—	6 分間固定	
安 全 装 置	リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出		
外 形 寸 法	105W×130D×96H mm	150W×163D×113H mm	
質 量	380g	600g (ローター及び電池含まず)	
必 要 な 電 源	専用 AC アダプター 入力：単相 AC100-240V 50/60Hz 0.6A	専用 AC アダプター 入力：単相 AC100-240V 50/60Hz 0.6A または単 3 形アルカリ乾電池 ×4 本	
医療機器製造販売許可番号	07B2X00007		
価 格 (税 別)	33,000 円	42,000 円	



- 付属品
- ・専用ACアダプター
 - ・交換用プラグ

販売元 URL:<http://bio.tomys.co.jp>

株式会社 トミー精工

本 社 〒179-0073 東京都練馬区田柄3-14-17 電話 03-5987-3111
 札 幌 〒001-0020 北海道札幌市北区北20条西2-1-7 電話 011-728-1311
 仙 台 〒980-0871 宮城県仙台市青葉区八幡2-11-11 電話 022-273-5033
 つ く ば 〒300-0847 茨城県土浦市卸町1-5-5 電話 029-830-5166
 神 奈 川 〒243-0025 神奈川県厚木市上落合351-1 電話 046-220-5371
 名 古 屋 〒480-1117 愛知県長久手市喜多嶺802 電話 0561-61-0250
 大 阪 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-4-6 電話 06-6305-3333
 福 岡 〒811-2405 福岡県糟屋郡篠栗町篠栗4887-8 電話 092-948-1712

製造販売元

トミー工業 株式会社

 新日本産業株式会社

栃木県小山市犬塚3-33-6
 TEL (0285)25-7511 FAX (0285)25-7510
info@sns-kk.co.jp

関連企業：株式会社トミーメディコ 電話 03-5818-0108 トミー沖縄/ボサイエンス株式会社 電話 098-942-5133
 トミーデジタルバイオロン株式会社 電話 03-5971-8160

●価格および仕様、外観は、改良のため何の予告もなく変更する場合があります。実際のご注文・ご購入時には、当社までご確認ください。
 ●このカタログに掲載されている価格には消費税は含まれておりません。

20K0328①N

Wonder Spin

小型微量遠心機

1本でも遠心!




＼遠心らくらく／
One Spin

毎日使うものだから、私は楽々が好き。



＼持ち運びらくらく／
Multi Spin

電池でも遠心!



TOMY

Wonder Spin

One Spin
ワンスピ


スピンドウン専用機。
1本でもらくらく遠心！

ダミーチューブが無くてもチューブ1本で遠心が
できるようになりました！（特許出願済）



チューブが
取り出しやすい！

コンパクトながら少しでもチューブ
が取り出しやすく、またスピンドウ
ンに必要な角度になるよう回転と
共に遠心方向にチューブが傾斜す
る構造を採用。



海外でも使用可能^{※1}

交換用プラグが付属していて、
100～240Vの海外でも使用が
可能です。

CE



スクリーキャップチューブ
にも対応。

コンパクトでキュート！

まるでテーブルに置いたマグカップのよ
うなコンパクトサイズです。

●試料がチューブ壁面に付着したまま残ることがあります。

持ち運び自在！

コンセント&電池のどちらでもOK！
電源がない場所やクリーンベンチ内でも、マルチに活躍します。
さらに、海外対応100～240V仕様。^{※1}


海外
CE



■付属品
・専用ACアダプター
・交換用プラグ



ローター2種付属



2mlチューブ×8本 PCR 8連チューブ
×2組

プッシュで開閉！



リッドオープン連動ブレーキ

タイマー内蔵：6分

※1 当製品を日本国外へ持ち出す場合は、輸出貿易管理令
及び外国為替令等輸出規制関連法令の規定により
手続きが必要となります。詳しくは弊社まで問い
合わせください。

Multi Spin

マルチスピン



Wonder Spin

●故障の原因になりますので、高温・低温や多湿になる場所での使用、及び保管はしないでください。