


New 最新型ペルチェ搭載 LifeECOサーマルサイクラー

320,000円キャンペーン

期間：2016年4月1日～6月30日迄


■ ヒートリッド

オイルフリーの操作が可能で、
圧力の調節もできることから
様々な消耗品（フラットキャップ、
ドームキャップにも）に対応



■ 液晶タッチスクリーン

- ・日本製5.7インチ大型カラータッチスクリーン
（解像度640×480/262kカラー）
- ・感应式でグローブをしていても操作可能！



保証期間

3 安心の
年間

耐久性UP!

※最新型ペルチェで耐久性向上

■ USBインターフェース

USB を使用することで無制限の
プロトコルに対応可能



New サーマルサイクラー LifeECO

Cat.No. TC-96GHbC キャンペーン価格（税抜）
定価 ¥503,000 ➡ **¥320,000**

グラジェント
機能付

日本語
対応!

デモ
受付中



対応チューブ・プレート	・96ウェルPCRプレート ・0.2mlチューブ×96 ・8連チューブ×12ストリップ
冷却システム	ペルチェ
ディスプレイ	5.7インチ液晶ディスプレイ、タッチスクリーン（感应式）
温度範囲	4℃～105℃
ランプ・レート（温度上昇速度）	最高4℃/秒（0.1～4℃ 調節可能）
ランプ・レート（温度下降速度）	最高4℃/秒（0.1～4℃ 調節可能）
温度均一性	±0.5℃
温度精度	±0.5℃
温度制御モード	ブロックモード/チューブモード
メモリー（プログラム保存数）	>250（一般的なプログラム）
最大サイクル数	99（ネステッドPCRに最適）
タイムアップ/ダウン	0～9分59秒（ロングPCRに最適）
温度アップ/ダウン	0.1～9.9℃（タッチダウンPCRに最適）

自動停止/電源保護機能	搭載
ソーク機能	搭載
グラジェント幅	30℃～105℃
グラジェント温度差	1℃～30℃
ヒートリッド温度範囲	30℃～110℃
ヒートリッドの高さ	段差なしアジャストメント
ヒートリッドの自動シャットダウン機能	ブロック温度が設定温度を下回った時またはランの終了後に、ヒートリッドが自動的にシャットダウンします。
ポート	USB
通信インターフェース	USB
入力電源	100 - 240V, 50 - 60Hz
消費電力	600W
サイズ（W×D×H）	260×335×270mm
重量	10kg
Certification	CE / RoHS / MET

関連製品情報

0.2ml シングル PCRチューブ

ドーム
キャップ



Cat.No.	入 数	キャンペーン価格 (税抜)
FG-021D	1,000本/袋	¥2,400

フラット
キャップ



Cat.No.	入 数	キャンペーン価格 (税抜)
FG-021F	1,000本/袋	¥2,400

0.2ml 8連PCRチューブ+キャップ

ドーム
キャップ



Cat.No.	入 数	キャンペーン価格 (税抜)
FG-028DC	120ストリップ/袋	¥4,800

フラット
キャップ



Cat.No.	入 数	キャンペーン価格 (税抜)
FG-028FC	120ストリップ/袋	¥4,800

0.2ml キャップ一体型 8連PCRチューブ

ドーム
キャップ



Cat.No.	入 数	キャンペーン価格 (税抜)
FG-088WD	120ストリップ/袋	¥5,000


フラット
キャップ



Cat.No.	入 数	キャンペーン価格 (税抜)
FG-088WF	120ストリップ/袋	¥5,000

0.2ml / 96well PCRプレート 〈ノンスカート〉


FastGene™



Cat.No.	入 数	キャンペーン価格 (税抜)
FG-1702	25枚/箱	¥4,500 @¥180

0.2ml / 96well PCRプレート 〈ノンスカート〉


FastGene™



Cat.No.	入 数	キャンペーン価格 (税抜)
FG-1742	25枚/箱	¥6,100 @¥244

0.2ml / 96well PCRプレート 〈セミスカート〉

titude®



Cat.No.	入 数	キャンペーン価格 (税抜)
4ti-0760	50枚/箱	¥13,500

0.2ml / 96well PCRプレート 〈セミスカート〉

titude®



Cat.No.	入 数	キャンペーン価格 (税抜)
4ti-0770/C	50枚/箱	¥15,000

キャンペーン期間：お問い合わせください

価格は2016年3月現在のものです。製品は改良のため予告なく変更する場合があります。

Genetics 日本ジェネティクス株式会社

<http://www.n-genetics.com>

本 社：〒112-0004 東京都文京区後楽1丁目4番14号 後楽森ビル18F
Tel. 03(3813)0961・Fax. 03(3813)0962
西日本営業所：〒604-8277 京都府京都市中京区西洞院通御池下ル565番地 ラフィーネ御池3F
Tel. 075(257)5421・Fax. 075(257)5422

10PR1603E38K

FastGene™

キャップ イージー

Cap easy

余分な力は一切不要。使えば分かる便利さ！
日常の実験作業効率を格段にアップさせる
手動のキャッパー・デキャッパー



■ 当社推奨PCRチューブ型番

FG-028DC
FG-028FC
FG-0028DC/SE
FG-0028FC/SE

キャップはフラットキャップ、ドームキャップ、
両方とも使用可能
※ロープロファイル 0.1mL PCRチューブ（ファ
スト用等）、キャップ一体型8連PCRチューブ
には使えません。

Cat.No.	入 数	価格 (税抜)
FG-CDC01	1個	¥20,000

0.1ml / 96well ファストプレート 〈セミスカート〉

Sorenson™
BioScience, Inc.



Cat.No.	入 数	キャンペーン価格 (税抜)
38800	25枚/箱	¥7,000 @¥280